



## neoform wipes RTF

zásobníkový systém jednorázových ubrousků pro dezinfekci ploch a povrchů  
plastová nádoba s rolí ubrousků z netkané textilie

- Hlavní oblasti použití:** Dezinfekční mytí a dezinfekce ploch, přístrojů, zdravotnických prostředků a zdravotnického nábytku v kombinaci s vhodným dezinfekčním prostředkem Dr. Weigert v nemocnicích, lékařských praxích, domovech pro seniory, chemických a farmaceutických provozech, laboratořích, potravinářském průmyslu a kuchyních. Vhodné také pro oblasti s vysokým rizikem např. neonatologie nebo hematatoonkologie (dle doporučení VAH<sup>1</sup>).
- Spektrum výkonů:** Univerzálně použitelné, kompatibilní s širokým spektrem přípravků Dr. Weigert, doloženo testem de EN 16615. Použitelnost namočených ubrousků je 28 dní a je otestována dle EN 16615. Stabilní zásobníkový systém s integrovanou rolí ubrousků a ergonomickým držadlem umožňují jednoduchou, spolehlivou a uživatelsky příjemnou manipulaci. Opakovaně uzavíratelný systém zajišťuje vysokou hygienickou bezpečnost, neboť zabráňuje vysychání a kontaminaci. V kombinaci s níže uvedenými dezinfekčními přípravky odpovídá požadavkům „Doporučení pro kontrolu kritických bodů při použití ubrouskových zásobníkových systémů pro dezinfekci ploch a povrchů“ dle VAH<sup>1</sup>.
- Zvláštní vlastnosti:** Savé, bezžmolkové jednorázové ubrousky, odolné proti roztržení. Speciálně navržený otvor ve tvaru kapky umožňuje snadné odtržení jednorázového ubrousku a následně jednoduché uzavření. Originální uzávěr, díky kterému je možné rozpoznat manipulaci s balením. Prostorově úsporné, lze stohovat.
- Použití a dávkování**
1. Před přípravou jednorázového zásobníkového systému si vydezinfikujte ruce a navlékněte ochranné rukavice.
  2. Odejměte víko zásobníku otevřením originálního uzávěru. Pomalu do středu nádoby nalijte minimálně 2,25 litru alkoholového dezinfekčního prostředku, příp. minimálně 2,5 litru pracovního roztoku požadovaného přípravku Dr. Weigert v potřebné koncentraci dle doporučení.
  3. Vytáhněte první ubrousek z role, provlékněte ho otvorem ve víku, protáhněte jej zúžením otvorem uzávěru, utrhněte a zahodte.
  4. Víko nasadte na nádobu a uzávěr pevně zavřete. Na zásobník napište informace o přípravě roztoku (název přípravku, šarže, datum, koncentrace, použitelné do). Po 30 minutách jsou všechny ubrousky zcela nasáklé a připravené k použití.
  5. Aby bylo dosaženo správného účinku, je nutné dezinfikované povrchy vlhkým ubrouskem důkladně otřít. Pro bezpečnou dezinfekci je nutné dbát na úplné smočení povrchu a správnou dobu působení. Poté je nutné ubrousek zlikvidovat.
  6. Zásobníkový systém je nutné po vytažení ubrousku opět uzavřít a ponechat uzavřený.
  7. Jednorázový systém: po spotřebování ubrousků nebo po vypršení stanovené doby použitelnosti nechte ubrousky, příp. zbytky prostředku a zásobníkový systém zlikvidovat.
- Napuštěné ubrousky neoform wipes jsou při správném uzavření zásobníku použitelné 28 dní.
- Kompatibilita:** Jednorázový zásobníkový systém neoform wipes RTF je vhodný pro tyto dezinfekční přípravky Dr. Weigert: **neoform Classic, neoform MED FF, neoform Rapid, neoform K plus a neoform K sprint**. Respektujte prosím doporučení pro ředění v technickém listě každého produktu. Tyto technické listy jsou k dispozici na [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) v rubrice „Service/Downloads“
- Obecná doporučení:** Pouze pro průmyslové použití. Nevhodné pro péči o dítě. Nevhodné pro dezinfekci rukou. Nelikvidovat v sanitárních zařízeních. Nepoužívat vysušené ubrousky.
- Technické údaje:** Materiál: 100% PET  
Počet ubrousků v roli: 115  
Hmotnost role: 425 g  
Velikost ubrousku: 30 x 25 cm
- Pokyny ke skladování:** Chraňte před prachem, vlhkostí a přímým slunečním zářením. Uzavřené balení skladujte při pokojové teplotě. Doporučujeme omezit dobu skladování uzavřeného obalu na max. 5 let.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Obal předejte k recyklaci pouze zcela vyprázdňený a uzavřený. Likvidace plnicích roztoků: viz příslušné bezpečnostní listy. Ty jsou ke stažení na [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) v rubrice „Service/Downloads“.

MB 4213/2-2 Stav 07/2020

**Výrobce:**  
**Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG**  
**Mühlentagen 85, DE 20539 Hamburg**

<sup>1</sup> Verbund für Angewandte Hygiene